

## LabScat 2

# Wie bestellen?



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Photometer Produktvarianten und Sets						
LabScat 2 mit 50 mm Küvette			LabScat 2	Sets mit 50 mm und 25 mm Küvetten		
1x Küvette KPL50/190 für Temperatursteuerung	1x Küvette KLP50/190	1x Küvette KLP50/190		1x Küvette KLP50/190 1x Küvette KLP25/190	1x Küvette KLP50/190 1x Küvette KLP25/190	1x Küvette KLP50/190 1x Küvette KLP25/190
Kälteset +	Kälteset			Kälteset+	Kälteset	
				Kalibrierung bis 500 EBC-25mm Küvette, inklusiv Zertifikat	Kalibrierung bis 500 EBC-25mm Küvette, inklusiv Zertifikat	Kalibrierung bis 500 EBC-25mm Küvette, inklusiv Zertifikat
122774	122770	122766	119185	123120	122782	122778
+ Modbus RTU	122775	122771	122763	123121	122783	122779
+ Profibus DP	122776	122772	122764	123122	122784	122780
+ Profinet IO	122777	122773	122765	123123	122785	122781

### Zubehör

- + 111786 Küvette KPL50/190 nur für LabScat mit Temperatursteuerung
- + 114114 Küvette KPL50/190 Glas mit Verschluss LabScat 2
- + 119468 Küvette KPL25/190 Glas mit Verschluss LabScat 2
- + 119461 Ethernet-Kabel: LabScat 2
- + 119462 USB-Kabel: LabScat 2
- + 112653 Wasserfilter zu LabScat 2
- + 119202 Trockenmittel-Beutel, 50 g

#### Kommunikation

USB, Ethernet, Modbus TCP

+ Modbus RTU

+ Profibus DP

+ Profinet IO

Kälteset: Lüfter für Kältebetrieb

Kälteset+: Lüfter für Kältebetrieb, Temperatursensor zur Steuerung der Messung; zusätzlich benötigt: Kühlgerät (z.B. Julabo Corio-CD-200F)